

SV-A

серия

ТЕПЕРЬ ВОЗМОЖНО
ИЗМЕРЯТЬ ОБРАЗЦЫ
РАЗМЕРОМ 2МЛ!



● Идеально подходит для измерения вязкости крови



● Сенсорное устройство может быть отсоединено, что позволяет расширить область применения прибора.



● В комплект поставки входит портативный футляр для переноски.



AND

A&D Company, Limited

www.aandd.jp | www.and-rus.ru

...Качество основной критерий

SV-A серия



- Измерение образцов размером 2мл (SV-1A)
- Предметный столик X-Y-Z для правильной установки образца
- Антикоррозионные титановые сенсорные пластины
- Стандартное программное обеспечение WinCT-Viscosity, последовательный USB конвертер

Спецификация	SV-1A	SV-10A
Метод измерения	Синусоидальный вибровязкозиметр, использующий метод камертонной вибрации; частота вибрации 30 Гц	
Диапазон измерения вязкости	0.3 – 1000 мПа с *	0.3 – 10000 мПа с *
Точность измерения	Повторяемость 1% (станд. отклонение, 20~30°C, без конденсации)	
Мин. размер образца	2мл~	10мл~
Измерение температуры	0 – 160°C/0.1°C	
Питание	Сетевой адаптер (прибл. 14 ВА)	
Стандартная комплектация	Кейс с прибором, стойка с предметным столиком X-Y-Z, адаптер, соединительный кабель, диск с ПО, кабель RS-232C, USB кабель	
	Комплект AX-SV-55	Комплект AX-SV-54

Опции

- AX-SV-51 Комплект стойки с предметным столиком X-Y-Z
- AX-SV-52 Предметный столик X-Y-Z
- AX-SV-53 Комплект программного обеспечения с последовательным USB конвертером
- AX-SV-54 Комплект чашек для образца
45мл x 5 шт., 10мл с крышкой x 5 шт., поликарбонат
13мл x 2 шт., стекло
Держатель стеклянной чашки x 1 шт.
Водяная рубашка x 1 шт.
- AX-SV-55* Комплект чашек
2мл с колпачком x 10шт., поликарбонат
2мл x 10шт., стекло, 45мл x 5 шт.
Держатель чашки (для чашки ёмкостью 2 мл) x 5 шт., поликарбонат
Штатив для чашек (ёмкостью 2 мл) x 1 шт.
Водяная рубашка 1 шт.
- AX-SV-56* Держатель чашки для образца (для чашки 2 мл) x 5шт., прозр./черный
- AX-SV-57* Штатив для чашек (для чашек ёмкостью 2 мл) x 2 шт.
- AX-SV-58* Чашка для образца (2мл, с колпачком) x 100 шт., поликарбонат
- AX-SV-59* Чашка для образца (2мл) x 5 шт., стекло
Штатив для чашек (для чашек ёмкостью 2 мл) x 1 шт.

* Только для SV-1A



AX-SV-52



AX-SV-54



AX-SV-55



Качество – основной критерий!

Представительство в России:

ООО «ЭЙ энд ДИ РУС»,
дочерняя компания «ЭЙ энд ДИ», Токио, Япония
121357, Россия, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17
Телефон: [7] /495/ 937-33-44 Факс: [7] /495/ 937 55-66
www.and-rus.ru, www.aandd.jp

A&D Company Ltd., Japan

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN
Telephone:[81](3) 5391-6132 Fax:[81](3) 5391-6148
http://www.aandd.jp

Ваш дилер